


KANBARRIER LABORATUVAR YIKANMIŞ ERİTROSİT (RBC) LÖKOREDÜKSİYON FİLTRE



Ürünler	20013068150 LABORATUVAR YIKANMIŞ ERİTROSİT (RBC) LÖKOREDÜKSİYON FİLTRE
Sterilizasyon Yöntemi	Gama Işınlama
Raf Ömrü	36 Ay
Ambalaj Şekli	Şeffaf pakette tekli ambalaj Kolide 20 adet
Ürün Açıklaması	Bir transfer çivisi, PVC hortum sistemi, iki kan torbası, bir lökoredüksiyon filtresi, bir damlama odacığı ve çek valf içeren tek kullanımlık, steril transfüzyon setidir.
Kullanım Amacı/Endikasyonu	“Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi”ne göre lökosit indirgenmiş eritrosit süspansiyonlarının izotonik çözelti ile yıkanması ve saklanması için kullanılır.
Performansı	<ul style="list-style-type: none">Filtrasyon sonrası yüksek oranda eritrosit kazanımı: >%90Filtredeki ürün kaybı : < %10Filtre süresi : <30 dakikaYüksek verimli filtre sayesinde geri kalan indirgenmiş lökosit miktarı <1x10⁶



DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Kansuk Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yassören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy-İstanbul/Türkiye

Phone: +90 212 5921576 Fax: +90 212 5803772 Web: www.kansuk.com E-mail: kansuk@kansuk.com

