

KANBARRIER Sepacell™



GELİŞTİRİLMİŞ ERİTROSİT LÖKOSİT FİLTRESİ
HASTABAŞI & LABORATUAR MODELİ



• Tam Kandan Hazırlanmış Eritrosit Süspansiyonu	• Kullanım Kolaylığı
• Klinik Olarak Kanıtlanmış Filtre Malzemesi	• Minimum Kayıp Hacim
• Yüksek Eritrosit Geri Kazanımı	• Yüksek Verimlilikte Trombosit Azaltımı
• Yüksek Verimle Lökosit Süzme	• Tek Eritrosit Ünitesi İçindir.
• Performansta Yüksek Tutarlılık ve Güvenirlik	

ÖZELLİKLERİ

- Klinik olarak dünyaca kanıtlanmış filtre teknolojisi, hastayı transfüzyondan oluşabilecek mikroagregat, sitomegalovirüs, immunosupresyon ve alloimmünizasyon gibi komplikasyonlardan korur.*
- Kullanım kolaylığı, yerçekimi ile ön hazırlığı "priming" sağlayan yeni filtre tasarımı ve kan nakli sonrası optimum drenajı sağlayarak maksimum Eritrosit kazanımını sağlayan ileri teknoloji transfer çivisi ile önemli ölçüde geliştirilmiştir.

(*) İstek üzerine detaylı bilgi verilir.






MODELLER

LABORATUAR

YIKAMA

HASTABAŞI



FİLTRE ÇEŞİTLERİ

KANBARRIER ERİTROSİT LÖKOSİT FİLTRESİ HASTABAŞI MODELİ (SEPACELL™ FİLTRE)

2*****68110	Kanbarrier Eritrosit Lökosit Filtresi - Hasta Başı Modeli
2*****68115	Kanbarrier Eritrosit Lökosit Filtresi - Hasta Başı Modeli+ Ön Filtreli

KANBARRIER ERİTROSİT LÖKOSİT FİLTRESİ LABORATUAR MODELİ (SEPACELL™ FİLTRE)

2*****68130	Kanbarrier Eritrosit Lökosit Filtresi - Laboratuvar Modeli
2*****68150	Kanbarrier Yıkanmış Eritrosit Lökosit Filtresi - Laboratuvar Modeli

REFERANSLAR

- Six filters for the removal of white cells from red cell concentrates, evaluated at 4°C and/or at room temperature (P.F. van der Meer, R.N.I. Pietersz, I. T. Nelis, B. Hinlopen, W.J.A. Dekker, and H. W. Reesink, TRANSFUSION, 1999;39:265-270)
- Quality control of leukocyte (WBC-reduced) red-cell concentrates (ECs), (U. Banecke, A. Thiel, J. Kruger, ISBT-DGTI Joint Congress, Frankfurt 1997, Abstract E-96)
- Use of statistical process control in the production of blood components (K. Magnussen,* S. Quere* & P. Winkel, Transfusion Medicine, 2008, 18, 190-196)

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz!



Kansuk Laboratuvarı San. Tic. A.Ş.

Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı No: 4 Sefaköy / İstanbul

Tel.: 0212 592 15 76

Faks: 0212 580 37 72

Web: www.kansuk.com

E-mail: kansuk@kansuk.com

Sepacell™ Asahi Kasei Medical Co. Ltd.'nin tescilli markasıdır.

Sepacell™ Asahi Kasei Medical Co. Ltd. tarafından üretilmektedir.