




T&B DÖRTLÜ ERİTROSİT LÖKOSİT FİLTRELİ KAN TORBASI SİSTEMİ CPD/SAG-M, 450 ML, NA-T



Kullanım Amacı:

22100006732: Plazma ve lökositini indirgenmiş eritrosit ve buffy-coat havuzlama yöntemi ile elde edilen trombositin toplanması, ayrılması ve saklanması için kullanılır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZI ARAYINIZ

CE1984

Kansuk Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yassıören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Amavutköy - İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90 212 5921576

Faks: +90 212 5803772

Web: www.kansuk.com

E-mail: kansuk@kansuk.com

