

Pro Line



Trombosit Saklama Sistemleri



1. AdvanceCore Teknolojisi ile cihaz içinde her noktada optimize iç sıcaklık.
2. Çevre dostu HCF içermez.
3. Düşük enerji tüketimi (Geleneksel yöntemlere göre %80-90 daha verimli)
4. Şifre korumalı dokunmatik ekran ile gelişmiş izleme ve bilgi saklama sistemi.
5. AğıTrak hız/devir çalkalamave izleme sistemi.

Tezgah Üstü İnkübatör Cihazı
PC900Pro
PC1200Pro

Tezgah Üstü Ajitator Cihazı
PF48Pro
PF96Pro

ÜRETİCİ FİRMA

14400 Bergen Boulevard · Noblesville, IN
46060 USA
Ücretsiz:(U.S. and Canada): 800 . 743 . 5637
Tel: : +1 . 317 . 773 . 9073 · Fax: 317 . 773 .
9082
Email: sales@helmerinc.com ·
www.helmerinc.com

İTHALATÇI FİRMA

Kansuk Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yassıören Mahallesi Fırat Sokak No:14/1
Arnavutköy - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 592 1576 Faks: +90 212 580 3772
Web: www.kansuk.com Email: kansuk@kansuk.com

