

ACD-A ANTİKOAGÜLANT SOLÜSYONU 500ML



| | |
|-----------------------------------|--|
| Ürünler | 20000006525 ACD-A ANTİKOAGÜLANT SOLÜSYONU 500ML |
| Sterilizasyon Yöntemi | Buhar Sterilizasyonu |
| Raf Ömrü | 24 Ay |
| Ambalaj Şekli | Primer Ambalaj (Şeffaf):1 Adet Kolide 20 adet |
| Ürün Açıklaması | Şeffaf paket içerisindeki saydam PVC torbalarda bulunan 500 ml ACD-A antikoagülant solüsyonu. |
| Kullanım Amacı/Endikasyonu | "Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi"ne göre ACD-A solüsyonu aferez cihazlarında, insan kanının toplanması sırasında antikoagülan solüsyonu olarak kullanılması içindir. |
| Performansı | Antikoagülan solüsyon ACD-A içerdiği sitrat ile aktif kalsiyum iyonlarına bağlanarak pıhtılaşmayı önler. |

KT.037.2025 Tarih:17.02.2025



DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Kansuk Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yassören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy-İstanbul/Turkey



Phone: +90 212 5921576 Fax: +90 212 5803772 Web: www.kansuk.com E-mail: kansuk@kansuk.com



CE 1984